

神経伝導速度(MCV・SCV・F波)					S122
					担当部署
神経伝導速度					生理
検査オーダー					
患者同意に関する要求事項		該当なし			
オーダーリング手順	1	電子カルテ→指示①→生理→神経伝導速度検査→神経伝導速度・上肢下肢(MCV・SCV・F波)			
	2	電子カルテ→指示①→生理→神経伝導速度検査→神経伝導速度・上肢(MCV・SCV・F波)			
	3	電子カルテ→指示①→生理→神経伝導速度検査→神経伝導速度・下肢(MCV・SCV・F波)			
	4	電子カルテ→指示①→生理→神経伝導速度検査→神経伝導速度・上肢下肢(MCV・SCV)			
	5	電子カルテ→指示①→生理→神経伝導速度検査→神経伝導速度・上肢(MCV・SCV) or 神経伝導速度・下肢(MCV・SCV)			
検査に影響する臨床情報		肥満、四肢冷感、糖尿病、末梢神経障害など			
検査受付時間		8:45~17:30			
検体採取・搬送・保存					
患者の事前準備事項		1) 電気刺激を行うことにより痛みを伴うことを説明する。 2) 両腕、両足を出してもらい、ベッドに仰臥位になってもらう。			
検体採取の特別なタイミング		特記事項なし			
検体の種類		採取管名	内容物	採取量	単位
1	患者(上肢、下肢)	特記事項なし	特記事項なし	特記事項なし	特記事項なし
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
検体搬送条件		ベッド不可			
検体受入不可基準		1) 検査協力が得られない患者 2) ペースメーカー植え込み患者			

	3) 検査に同意を得られない患者
保管検体の保存期間	特記事項なし
検査結果・報告	
検査室の所在地	病院棟 3 階 中央検査部
測定時間	3 時間
生物学的基準範囲	<p>[部位][振幅 (mV)][潜時 (ms)][伝導速度(m/s)]</p> <p>正中神経</p> <p>運動神経検査</p> <p>[手関節][7.0±3.2][1.86±0.28][伝導速度無し]</p> <p>[肘関節][7.0±2.7][7.39±0.34][57.7±4.9]</p> <p>F 波</p> <p>[手関節][振幅無し][26.6±2.2][65.3±4.7]</p> <p>感覚神経伝導検査</p> <p>[手関節][38.5±15.6][2.84±0.34][56.2±5.8]</p> <p>[肘関節][32.0±15.5][6.46±0.71][61.9±4.2]</p> <p>尺骨神経</p> <p>運動神経検査</p> <p>[手関節][5.7±2.0][2.59±0.39]</p> <p>[肘関節下][5.5±2.0][6.10±0.69][58.7±5.1]</p> <p>[肘関節上][5.5±1.9][8.04±0.76][61.0±5.5]</p> <p>F 波</p> <p>[手関節][振幅無し][27.6±2.2][65.3±4.8]</p> <p>感覚神経伝導検査</p> <p>[手関節][35.0±14.7][2.54±0.29][54.8±5.3]</p> <p>[肘関節下][28.8±12.2][5.67±0.59][64.7±5.4]</p> <p>[肘関節上][28.3±11.8][7.46±0.64][66.7±6.4]</p> <p>脛骨神経</p> <p>運動神経検査</p> <p>[足関節][5.8±1.9][3.96±1.00][伝導速度無し]</p> <p>[膝関節][5.1±2.2][12.05±1.53][48.5±3.6]</p> <p>F 波</p> <p>[足関節][振幅無し][47.7±5.0][52.6±4.3]</p> <p>腓骨神経</p> <p>運動神経検査</p> <p>[足関節][5.1±2.3][3.77±0.86][伝導速度無し]</p> <p>[膝関節下][5.1±2.0][10.79±1.06][48.3±3.9]</p>

		[膝関節上][5.1±2.0][10.79±1.06][52.0±6.2]			
		F 波			
		[足関節][振幅無し][48.4±4.0][49.8±3.6]			
		腓腹神経			
		感覚神経伝導検査			
		[外果より 14cm 上部]10～40 歳 [20.9±8.0][2.7±0.3][52.5±5.6]			
		[外果より 14cm 上部]41～84 歳 [17.2±6.7][2.8±0.3][51.1±5.9]			
臨床判断値		該当なし			
基準値					単位
特記事項なし		特記事項なし		特記事項なし	
共通低値		共通高値		特記事項なし	
男性低値		男性高値		特記事項なし	
女性低値		女性高値		特記事項なし	
パニック値		設定なし			
高値		該当なし			
低値		該当なし			
生理的変動要因		<p>年齢：新生児の NCV は成人の約 1/2 である。5 歳前後で成人の値に近づく。一方 40 歳を過ぎると低下するが、低下の程度は 80 歳までは 10m/sec 以下である。</p> <p>皮膚温：体温が 1℃低下すると NCV は 2m/sec 遅くなる。そのため、皮膚温は 26～32℃に保つ必要がある。</p> <p>刺激の強さ：刺激を漸次強くすると M 波の振幅は漸次高くなり、潜時は短くなる。そのため検査では M 波の振幅が最大になる刺激を与える。通常の検査では最大上刺激を与える。</p>			
臨床的意義		<p>神経伝導検査では伝導速度、振幅、持続時間、遠位潜時など測定し、末梢神経疾患の診断に用いられる。主な病変が、脱髄によるものか、軸索変性によるものかの鑑別を行うが、局在での神経障害を確定するためや、特殊な神経障害を示す神経炎などの鑑別にも有用である。更に、末梢神経以外の障害部位になりうる前角細胞、神経・筋接合部、筋線維、および、上位中枢の評価にも有効だと言われている。</p>			